

Gebrauchs- und Pflegeanleitung Senso[®] Balance Pad 2er Set 16 cm und 20 cm Durchmesser

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Senso[®] Balance Pad 2er-Set.

Mit diesem Produkt haben Sie sich für ein TOGU[®] Markenprodukt „made in Germany“ entschieden!

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Dieses Gerät vervollständigt die Produktfamilie SensoBalance. Durch das weiche und widerstandsfähige Material und die Noppen ermöglicht es eine weitere Stufe im sensomotorischen Training. Gerade zum Einstieg bei Gang- und Sinnesschulungen sind die in unterschiedlichen Farben erhältlichen Pads auch als optische Marker durch ihre geringe Höhe in jeder Sporthalle und bei jeder Sportart hervorragend einsetzbar.

Warnhinweise:

- Direkte Sonneneinstrahlung bzw. Lagerung in der Nähe von Wärmequellen vermeiden, da sich sonst das SensoBalance Pad Set verformen kann.
- Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen (z. B. Glassplitter / spitze Steine in Schuhsohlen) vermeiden, da diese die Pads beschädigen können. Das Gerät nicht werfen!
- Entweder mit Sportschuhen oder barfuß auf den Pads trainieren.
- Vor jeder Benutzung der SensoBalance Pads sollten diese auf eventuelle Beschädigungen untersucht werden, da ansonsten kein sicherer Umgang mit dem Produkt gewährleistet ist.
- Die Pads müssen auf einer waagrechten, stabilen und trockenen Bodenfläche stehen, damit sichergestellt ist, dass die Pads während der Übungen nicht seitlich wegrutschen kann.

Kleine Gerätekunde:

Das Senso Balance Pad Set ist aus hochwertigem Roton.

Maße: ca. 16 cm Ø bzw. ca. 20 cm Ø

Pflege:

Zum Reinigen des SensoBalance Pad Sets können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an. Beide Pads sind wasserfest.



User manual Senso® Balance Pad **16 cm and 20 cm diameter**

Congratulations!

You are now the owner of a Senso® Balance Pad, a product “made in Germany”.
This sports tool was produced in compliance with valid EU norms. It is free of forbidden phthalates and heavy metals.

This tool is completing the Senso Balance product family. The soft and durable material and the knobs make a new level of sensorimotoric training possible. The pads are especially suitable for the introduction into walking and developing perception skills, but also for all sports and gyms. Because of the different colors available and the low depth they can be used as visual markers.

Warning

- Avoid storage in direct sunlight or near heat sources, because otherwise the SensoBalance Pad might deform
- Avoid contact with sharp and pointed objects (e.g. broken glass, pointed rocks in shoe soles) because they can damage the SensoBalance Pad. Do not throw the SensoBalance Pad!
- Use sport shoes, regular shoes or be barefoot while training on the Pads.
- Prior to any use, the SensoBalance Pad should be checked for damage because otherwise a safe handling is not guaranteed
- The SensoBalance Pad has to rest on a horizontal, stable and dry ground, to make sure, that the Pad cannot slide away during the exercises.

Equipment details:

The SensoBalance Pad is made of high-grade Rulon with a needle valve.

Size: 16 cm Ø, ca. 20 cm Ø

Care:

Use mild standard detergents and disinfectants. Dissolvers as well as acidic or corrosive cleansers can harm the material. The SensoBalance Pad is waterproof



