

Ambix **Intrastick**[®] Ambix **Safe-Can**[®]

Spezialkanülen zur Punktion
von Portmembranen



Ambix Intrastick® / Ambix Safe-Can®

Spezialkanülen mit Löffelschliff zur Punktion von implantierbaren Portmembranen

Merkmale aller Löffelschliffkanülen

- **Spezialkanüle zur Punktion von Portmembranen.** Der Spezialschliff (Löffelschliff) garantiert ein stanztrees Einstechen in die Silikonmembran und sorgt somit für:
 - volle Funktionsfähigkeit der Membran, da keine Schädigung (Ausstanzung) möglich ist
 - verlängerte Lebensdauer bei voller Funktionsfähigkeit der Implantate
 - reduziertes Infektionsrisiko
 - kein Verstopfen des Katheters durch ausgestanzte Haut- oder Silikonpartikel
 - erhöhte Patientensicherheit
- **PVC frei; steril**

Produktmerkmale: Ambix Safe-Can®

- **nicht stanzen Löffelschliffkanülen zur Punktion von implantierbaren Port- und Medikamentenpumpen-Membranen**
- **erhältlich in geraden oder 90° gebogenen Varianten**
- **breite Produktpalette: verschiedene Längen und Durchmesser erhältlich**
- **gerade Kanüle auch mit Sicherheitsventil lieferbar (22 G x 37 mm)**

Produktmerkmale: Ambix Intrastick®

- **alle Ambix Intrastick® besitzen die beschriebenen Löffelschliff Kanülen**
- **Portpunktionskanüle mit Klebeadhäsiv für die Langzeitinfusion**
- **integrierter Faltenbalg ermöglicht die Anpassung der Kanüle an die Einstichtiefe und dient zur Zugentlastung**
- **transparente Kanülenplatte erlaubt die kontrollierte Kanülenplatzierung sowie die optische Kontrolle der Eintrittsstelle**
- **Polyurethanschlauch mit Sicherheitsventil erleichtert durch selbsttätige Funktion den Anschluss / Wechsel von Infusionsgeräten / Spritzen und lässt dadurch keinen Lufteintritt zu**
- **hochwertige Materialien ermöglichen die Verwendung auch aggressiver Medikamente (z.B. Taxol, Cisplatin) hautverträgliches, flexibles Klebeadhäsiv sorgt für**
 - sichere, zuverlässige Fixierung der Kanüle in der Portmembran
 - Vermeidung allergischer Reaktionen durch die Verwendung hypoallergener Materialien
 - Schutz vor Manipulationen an der Kanüleneintrittsstelle, somit erhebliche Reduktion des Infektionsrisikos
 - höchsten Tragekomfort durch atmungsaktives Klebepflaster und niedrige Bauhöhe
 - Vermeidung störender Bewegungen an der Punktionskanüle, dadurch keine Beschädigungen der Portmembran

Produktausführungen

Ambix Safe-Can®: Gerade zur Bolus-Injektion und Pumpenfüllung

Produkt	Größe	Länge ca.	PVC frei	Latexfrei	VKE	PZN	Art.-Nr.
Ambix Safe-Can®, gerade	22 G	25 mm	ja	ja	10 Stck.	2762174	5036711
Ambix Safe-Can®, gerade	22 G	37 mm	ja	ja	10 Stck.	2762205	5036721
Ambix Safe-Can®, gerade, mit Sicherheitsventil	22 G	37 mm	ja	ja	10 Stck.	2762263	5036731
Ambix Safe-Can®, gerade	22 G	60 mm	ja	ja	10 Stck.	2762211	5036801
Ambix Safe-Can®, gerade	20 G	37 mm	ja	ja	10 Stck.	2761803	5036741

Ambix Safe-Can®: 90 Grad gebogen

Produkt	Größe	Länge ca.	PVC frei	Latexfrei	VKE	PZN	Art.-Nr.
Ambix Safe-Can®, gebogen	22 G	25 mm	ja	ja	10 Stck.	2497068	5036781
Ambix Safe-Can®, gebogen	22 G	37 mm	ja	ja	10 Stck.	2711834	5036791
Ambix Safe-Can®, gebogen	20 G	25 mm	ja	ja	10 Stck.	2434926	5036761
Ambix Safe-Can®, gebogen	20 G	37 mm	ja	ja	10 Stck.	2477019	5036771

Ambix Intrastick® Systeme zur Langzeitinfusion mit 200 m Schlauch und Sicherheitsventil

Produkt	Größe	Länge ca.	PVC frei	Latexfrei	VKE	PZN	Art.-Nr.
Ambix Intrastick® System	22 G	14 mm	ja	ja	5 Stck.	2061980	8080641
Ambix Intrastick® System	22 G	17 mm	ja	ja	5 Stck.	2076579	8080601
Ambix Intrastick® System	22 G	20 mm	ja	ja	5 Stck.	2184286	8180601
Ambix Intrastick® System	22 G	27 mm	ja	ja	5 Stck.	2240346	8080611
Ambix Intrastick® System	20 G	10 mm	ja	ja	5 Stck.	2061833	8180621
Ambix Intrastick® System	20 G	14 mm	ja	ja	5 Stck.	2061856	8080651
Ambix Intrastick® System	20 G	17 mm	ja	ja	5 Stck.	2061862	8080621
Ambix Intrastick® System	20 G	20 mm	ja	ja	5 Stck.	2061891	8180611
Ambix Intrastick® System	20 G	27 mm	ja	ja	5 Stck.	2061916	8080631

Siehe gesondertes Prospekt: „Ambix Intraport®, innovative Portsysteme“

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: +49 (0) 61 72/686-82 00, Fax: +49 (0) 61 72/686-82 39
Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz
Tel.: +43 (0) 3 16/249-0, Fax: +43 (0) 3 16/249-422
Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, CH-6371 Stans
Tel.: +41 (0) 41/619-50 50, Fax: +41 (0) 41/619-50 80
www.fresenius-kabi.de kundenberatung@fresenius-kabi.com