

Sprunggelenkorthese

Die Sprunggelenkorthese sorgt durch zwei mit Schaumstoff gepolsterten Kunststoffschalen für eine optimale Stabilisierung des Sprunggelenks nach Verletzungen. Die Orthese kann problemlos in jedem Halb- oder Sportschuh getragen werden und ermöglicht damit die bestmögliche Mobilität.

Indikationen

- Verletzungen des Sprunggelenks/Bandapparates
- Kontusionen
- Distorsionen
- Kapselverletzungen
- Postoperativ zur Stabilisierung nach Bandnaht
- Nachbehandlung von Frakturen
- Chronische Sprunggelenkinstabilitäten

Nicht anwenden bei arteriellen Gefäßerkrankungen, allergischen Hautreaktionen und -reizungen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihr Fachgeschäft.

Materialien

- Stabile Kunststoffmischung mit weicher, angenehmer Polsterung aus Memory Foam.

Pflege- und Waschinweise

- Vor dem Waschen der Schaumstoffpolster die Kunststoffschalen entfernen.
- Polsterung: siehe Wäschetikett
- Die Kunststoffschalen können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Ausgebreitet bei Zimmertemperatur trocknen lassen.
- Die Kunststoffschalen erst anlegen, wenn die Polsterung vollständig getrocknet ist.

Artikel nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!



Art./REF	Größe	Farbe
60061	Universal	Grau/Schwarz