

Redovac® / Drainobag®

Systeme zur Hochvakuum-Wunddrainage



100% latexfrei zur 100%igen Allergieprävention

Systeme zur Hochvakuum-Wunddrainage


Redovac®

100%
LATEX-FREE



Klarsichtflasche

- bruchsicher
- ermöglicht die genaue Messung und visuelle Prüfung des Sekrets
- keine Restерilisierung oder Vorbereitung von Glasflaschen erforderlich
- präzise Mikroskala



Bajonettverbinder

- vermindert die Kontaminationsgefahr
- sichert die Verbindung gegen Dekonnektion bei Zugbeanspruchung
- stossfest
- problemloser Flaschenwechsel



Sicherheitsverbinder

- leichte Konnektion und Dekonnektion durch konisch verlaufende Spitze; Kontaminationsschutz



Drainverbinder

Transparent

- 6-stufig, geeignet für alle Charrière-Größen (Ch. 6–18)
- Innenrillen des Konnektors sorgen für den festen Sitz des konnektierten Redon-Drains

Rot

- PVC-freier Drain-Konnektor



Drainobag®

**100%
LATEX-FREE**



Klarsichtflasche

- bruchsicher
- ermöglicht die genaue Messung und visuelle Prüfung des Sekrets
- keine Restерilisierung oder Vorbereitung von Glasflaschen erforderlich
- präzise Mikroskala



Luer-Lock-Verbinder

- vermindert die Kontaminationsgefahr
- sichert die Verbindung gegen Dekonnection bei Zugbeanspruchung
- stossfest
- problemloser Flaschenwechsel



Drainverbinder

Transparent:

- 6-stufig, geeignet für alle Charrière-Größen (Ch. 6–18)
- Innenrillen des Konnektors sorgen für den festen Sitz des konnektierten Redon-Drains

Grün:

- PVC-freier Drain-Konnektor



... latexfreie Umgebungen

Wound Drainage Systems

Die Lösung: Eine latexfreie Umgebung für Patienten und Medizinalpersonal

Latex-Allergien nehmen zu. Die Hersteller müssen daher vermehrt Sorge tragen für eine latexfreie Umgebung in der Chirurgie, denn auch angesichts der sich ausweitenden Allergieproblematik finden sich immer noch Medizinprodukte, die Latex-Allergien induzieren können.

Wir bei B. Braun fühlen uns in diesem Sinne verantwortlich und sehen es als Herausforderung an, nicht nur latexfreie Produkte anzubieten, sondern Ärzte und Medizinalpersonal auch beim Management von Latex-Allergien / Allergenempfindlichkeit zu unterstützen. Sie müssen darauf vertrauen können, dass Sie und Ihr Spital auch mit Hochrisikopatienten und Kontaktallergien sicher umgehen können. Latexfreie Systeme für die Wunddrainage sind unter dem Aspekt der Expositionsvermeidung ein erster Schritt.

Nur mit 100%ig latexfreien Produkten lassen sich Überempfindlichkeitsreaktionen gegen Latex vermeiden.

Bekanntlich ist Vorbeugung die beste Heilung. Die Gefahr ist erkannt – die Antwort ist klar: Redovac® und Drainobag® latexfreie Systeme für die Wunddrainage tragen bei zur Expositions- und Sensibilisierungsvermeidung bei Hochrisikopersonen. Mit Redovac® und Drainobag® wird Ihre Arbeitsumgebung ein Stück weit sicherer.

Vorteile

- Vermeidung von Hautirritationen und Angioödem
- Vermeidung von Bronchospasmus und Asthma
- Vermeidung von anaphylaktischem Schock

Redovac® und Drainobag® Wunddrainage-Systeme:
100% latexfrei – weil Vorbeugung die beste Heilung ist.



Produktbeschreibung Redovac®

Wound Drainage Systems

**100%
LATEX-FREE**

Beschreibung	PVC ¹	PVC-frei ²	Verbindungs- schlauch/cm	Art.-Nr. (REF)
Redovac® 200				
200, mit Bajonettverbinder	•		123	U2030700
		•	123	U2035700
200, Stationssystem, mit Bajonettverbinder	•		-	U2030600
		•	-	U2035600
200, Stationssystem	•		-	U2030100
		•	-	U2035100
Redovac® 400				
400, mit Bajonettverbinder	•		123	U2000700
		•	123	U2005700
400, Stationssystem, mit Bajonettverbinder	•		-	U2000600
		•	-	U2005600
400, für Standardverbindung	•		123	U2000500
		•	123	U2005500
400, Stationssystem	•		-	U2000100
		•	-	U2005100

¹sterilisiert mit Ethylenoxid

²gammasterilisiert



Produktbeschreibung Drainobag®

Wound Drainage Systems

**100%
LATEX-FREE**

Beschreibung	PVC ¹	PVC-frei ²	Verbindungs- schlauch/cm	Art.-Nr. (REF)
Drainobag® 150				
150 VL, mit Lock-Konnektor		•	123	5522722
150, Stationssystem, mit Lock-Konnektor	•		-	5523761
		•	-	5522765
150 V, für Standardverbindung	•		65	5523702
150 VL, für Standardverbindung	•		123	5523710
150, Stationssystem	•		-	5523753
Drainobag® 300				
300 V, mit Lock-Konnektor	•		123	5522340
		•	123	5522307
300, Stationssystem, mit Lock-Konnektor	•		-	5522390
		•	-	5522358
300 V, für Standardverbindung	•		123	5522322
300, Stationssystem	•		-	5522374
Drainobag® 600				
600 V, mit Lock-Konnektor	•		123	5523648
		•	123	5522617
600, Stationssystem, mit Lock-Konnektor	•		-	5523680
		•	-	5522668
600 V, für Standardverbindung	•		123	5523605
600, Stationssystem	•		-	5523656

¹sterilisiert mit Ethylenoxid

²gammasterilisiert



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AG
Hospital Care

Seesatz
CH-6203 Sempach-Station
Tel 0848 83 00 44
Fax 0800 83 00 43

sales-hospital.bbmch@bbraun.com
www.bbraun.ch