

Die
innovative
Messung

Sanfte Messung für zwei
Benutzer Datenübertragung
an App



www.visomat.de/vision

comfort vision cardio

Oberarm-Blutdruck-
messgerät



Die Messgenauigkeit von visomat® vision cardio ist klinisch geprüft. Die Messung ist besonders schonend, da bereits beim Aufpumpen gemessen wird. Die Messwerte werden nach WHO Kriterien eingestuft. Zudem werden unregelmäßige Pulswellen (inkl. Vorhofflimmern) erkannt.



Hautverträgliche **Universal-Bügel-manschette** für normale Arme (**22-42 cm**)



Arrhythmia control = **Erkennung von Herzrhythmusstörungen** durch optisches Signal



Automatische, **kabellose Datenübertragung** an Smartphone oder Tablet



Lieferumfang:

Blutdruckmessgerät Gebrauchsanleitung
Universalmanchette Batterien



Zubehör:

Netzadapter
Blutdruckpässe



Validierte Messgenauigkeit nach Deutscher Industrienorm EN ISO 81060-2



Validierte Messgenauigkeit, ESH (Europäische Hochdruckliga)



Ampelfunktion zur einfachen Einstufung der Blutdruckwerte



Fuzzy Logic - **Intelligentes Aufpumpen** ohne Nachpumpen



2 Benutzerspeicher mit je 60 Speicherplätzen sowie Mittelwertanzeige



Datum / Uhrzeit zuschaltbar

PZN 01802434

Hilfsmittelnr. 21.28.01.2071