



Blutzuckermessgerät inkl. Starterset

Art.-Nr. 79030 | EAN 40 15588 79030 0

mg/dL

- ✓ Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO (DIS) 15197 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDA-FAD)
- ✓ Unterfüllungserkennung
- ✓ Akustische Testerinnerung
- ✓ Speicher für 480 Messergebnisse
- ✓ Messwertemarkierungsfunktion
- ✓ USB-Anschluss zur Datenübertragung



Starter Set

Funktion | Anwendung

Präzise Messgenauigkeit entsprechend der neuen ISO (DIS) 15197 dank neuer Teststreifen-Technologie (GDH-FAD)

Unterfüllungserkennung

USB-Anschluss zur Datenübertragung

Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit

Akustische Testerinnerung einstellbar

Durchschnittswert-Anzeige für 7/14/30/90 Tage

Speicher für 480 Messergebnisse

Automatische Ketonwarnung

Starterset inkl. Stechhilfe, AST-Kappe, 10 Lanzetten, 10 Teststreifen, Kontrolllösung, Etui

Nur ca. 5 Sekunden Messzeit

0,6 µl Blutmenge

Besonders großes, leicht ablesbares Display

Zertifiziertes Medizinprodukt*

* Zertifiziert nach IVD-Richtlinie bzw. MDD (Medizinprodukterichtlinie)

Technische Daten

Größe: ca. 5,0 x 9,8 x 1,2 cm

Gewicht: ca. 45 g

Batterien: 2 x 3 V (CR 2032)

Packungsinhalt

Blutzuckermessgerät

10 Teststreifen | Stechhilfe

10 Lanzetten | AST-Kappe

Kontrolllösung | 5 Alkohol-Pads

Etui | Gebrauchsanweisung

Kurzanleitung | Diabetiker-Tagebuch

Batterien | USB-Kabel

Logistische Daten

Verkaufsverpackung
1 Stück | 17,7 x 7,3 x 11,8 cm | 0,24 kg

VPE
4 Stück | 30,5 x 18,7 x 13,4 cm | 1,6 kg

MEDISANA®

MEDITOUCH 2



mg/dL

Blutzuckermessgerät inkl. Starterset

Art.-Nr. 79030 | EAN 40 15588 79030 0



Neue Teststreifen-Technologie für verbesserte Messgenauigkeit

Genauere Messergebnisse sind die Grundlage für jede Diabetestherapie, denn auf ihrer Basis werden Behandlungsentscheidungen getroffen und Maßnahmen angepasst. Die neuen MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert.

Optimales Diabetes-Management

Ausgestattet mit vielen weiteren nützlichen Funktionen wie einer Durchschnittswertberechnung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 ein optimaler Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.



1:1
Originalgröße
Full-scale



Anbindung an VitaDock® Online

Über den integrierten USB-Anschluss können die Messdaten an VitaDock® Online übertragen werden und dann bequem mit dem PC, Mac®, iPhone®, iPod touch®, iPad® und diversen Android-Geräten ausgewertet und in übersichtlichen Darstellungen überwacht werden.*



* PC oder Mac® mit Internetverbindung.

Ab USB 2.0, Windows XP (SP 3, 32-Bit), Windows Vista (SP 1), Windows 7, Windows 8 Pro, Mac OS X 10.7.