

miro-mullkompressen

Mullkompressen steril / unsteril



miro-mullkompressen sind für die tägliche Wundversorgung sowie für die Erstversorgung geeignet. Sie sind saugfähig, hautfreundlich und atmungsaktiv. Erhältlich in drei praxisgerechten Abmessungen.

8-fach, 17-fädig mit eingeschlagenen Schnittkanten nach DIN EN 14079

Anwendungsgebiete:

- für Salbenverbände
- Standardversorgung von Wunden

Bestellinformationen:

unsterile Mullkompressen

Größe	Art-N°	PZN	VE
5 x 5cm	18001	01180524	100 St.
7,5 x 7,5cm	18002	01180530	100 St.
10 x 10cm	18003	01180547	100 St.

sterile Mullkompressen

Größe	Art-N°	PZN	VE
5 x 5cm	18011	01180553	25 x 2 St.
7,5 x 7,5cm	18012	01180576	25 x 2 St.
10 x 10cm	18013	01180582	25 x 2 St.

Materialzusammensetzung:

100% Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	EO bzw. unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung steril	CE 0297
CE-Kennzeichnung unsteril	CE
Zolltarifnummer:	3005.9031
Haltbarkeit:	5 Jahre = steril entfällt = unsteril
Klassifizierung:	Is bzw. I
Anhang:	I und VII bzw. V, nach RL 93/42 EWG
Regel:	4
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.